

# Systeme d'aide à l'audition

# MF

modulation  
de fréquence



Solutions  
pour les salles  
de spectacles  
et de cinéma



**Audition Québec**  
mieux se comprendre

[auditionquebec.org](http://auditionquebec.org)

## COMMENT UTILISER LE SYSTÈME MF?

(modulation de fréquence)



Ce système est composé d'un **émetteur** avec lequel les spectateurs **captent le signal via leur radio portable personnelle** et/ou le **récepteur sans fil** fourni par l'établissement. Il existe plusieurs options de port pour ce système.

## SANS PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans la radio portable qui sera réglée à la fréquence radio MF donnée par le service à la clientèle ou le commis à la billetterie.



## AVEC PROTHÈSE AUDITIVE

(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans la radio portable réglée à la fréquence radio MF de la salle de l'établissement.

Mettez les écouteurs vis-à-vis des microphones des prothèses auditives.



## AVEC IMPLANT COCHLÉAIRE

Branchez directement les écouteurs dans la radio portable réglée à la fréquence radio MF de la salle de l'établissement.


Mettez les écouteurs vis-à-vis du microphone de l'implant (lorsque le placement de celui-ci le permet).



## AVEC COLLIER À BOUCLE MAGNÉTIQUE

Le collier à boucle magnétique ou la boucle d'induction ne sont pas une solution de remplacement au port des écouteurs.

Le collier se branche dans la radio portable. Il utilise les appareils ou les implants cochléaires comme écouteurs et transmet le signal auditif via un champ magnétique. Ce signal sera capté et amplifié par les prothèses auditives et/ou par les implants cochléaires au programme T / téléphone ou boucle d'induction.



# OÙ TROUVER CE SYSTÈME?

À votre arrivée dans une salle de spectacle ou de cinéma, présentez-vous au comptoir du **service à la clientèle** ou à la **billetterie** afin de demander quel système d'écoute pour personne malentendante est disponible.

S'il s'agit d'un système de transmission par modulation de fréquence (MF), **on vous indiquera la fréquence à syntoniser** sur votre radio portative MF.

Pour plus d'information, consultez notre **Répertoire des salles équipées d'un système d'aide à l'audition**

que vous retrouverez sur notre site :

**[auditionquebec.org](http://auditionquebec.org)**

et que vous pouvez commander à notre boutique.

Projet financé par

Office des personnes  
handicapées

Québec



**AUDITION QUÉBEC** est un organisme provincial **à but non lucratif** qui a pour mission de **prévenir** les problèmes d'audition et de **favoriser** l'intégration optimale à la société et l'autonomie des personnes atteintes de tels problèmes.



**Audition Québec**  
mieux se comprendre

**514-278-9633**

1951, boul. De Maisonneuve Est  
Bureau 001  
Montréal (Québec) H2K 2C9

**[auditionquebec.org](http://auditionquebec.org)**